

TRAKEOSTOMİ SİMÜLATÖRÜ

Malzemenin özellikleri :

- Simülator; oral ve nasal yollarla, yutak, gırtlak kapağı, yemek borusu, gırtlak kıkırdağı, delik ile ilgili servikal omur, sağ ve sol bronşlar ile bronş ağacı gibi tüm uygun anatomik yapıyı göstermektedir.
- Oral, nasofarenkse ait, nasotrakeaya ait emme işlemleri pratiği için uygun bir aparat olduğu gibi delik ağzının temizliği, cuff'ın uygun biçimde havayla şişirilmesine uygundur.

CRİCOTHYPOTOMİ SİMÜLATÖRÜ İŞLEM BASAMAĞI

- 1- Eller yıkanır.
- 2- Steril eldiven ve önlük giyilir.
- 3- Hastanın boynu batikon ile silinir.
- 4- Hastanın üzeri steril yeşil örtüyle örtülür.
- 5- Cricotinoid membran palpe edilir.
- 6- Cricotirotom ile cilt , cilt altı ve membran delinir.
- 7- Kanül yerleştirilir.
- 8- Kanül kafi şişirilir ve bağlanır.
- 9- En kısa zamanda kanül yeri trakeostomi açılarak değiştirilir.