

## PEDİATRİK ENJEKSİYON (KAFA) MAKETİ

### Malzemenin özellikleri :

- Model 6 aylık bir bebeğin kafa ve boyun bölümüne aittir.
- Model üzerinde şakak bölgesi ve bu bölge toplar damarlarına enjeksiyon ve infuzyon imkanı vardır.
- Temporal ve juguler venler maket üzerinde belirgin şekilde seçilebilmektedir.
- Gerçek palpasyon hissini alabilmek için, boyun bölgesi yumuşak ve flexible köpükten yapılmıştır. olmalıdır.

## Pediatric Enjektion Maketi Kafa Modeli

1. Eller yıkanır
2. Hastanın kimliği kontrol edilir
3. Yapılacak işlem hakkında hasta/ailesine bilgi verilir
4. Uygun ven seçimi yapılır
5. Palpe edilerek damarın doku içinde ilerleyişi hissedilir
6. Enjektionun kolay ve rahat yapılabileceği bir pozisyon alınır
7. Enjektion bölgesi, antiseptik dökülmüş bir tampon ile, periferel kanülün uygulanacağı ven doğrultusunda yukarıdan aşağı doğru tek bir hareketle silinir ( pamuk tampon bir kez kullanılıp atılır )
8. Periferel kanül steril ambalijından çıkarılır
9. İğne ve kanül keskin yüzü yukarı tutularak yaklaşık 15 derecelik açıyla ven içine girilip kanül yavaşça ilerletilir
10. Kanül içindeki iğne geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir
11. Kan geliyorsa iğne tam olarak çekilmeden kanül yavaşça damar içine doğru ilerletilir
12. Kanülün ucu tam olarak damar içine girdikten sonra iğne çıkarılır
13. Hastaya verilecek olan ilaç periferel kanül yardımıyla damar içine enjekte edilir.
14. Atıklar talimata uygun olarak elimine edilir.
15. Eldivenler çıkarılır
16. Eller yıkanır