

## ET/82 YENİDOĞAN ENTÜBASYON EĞİTİM MODELİ

### Yapısı

Model kaplama metodu ile PVC materyalden üretilmiştir. Dayanıklı ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.

### Kullanım alanları

- 1.Model tıp fakültesi, sağlık yüksekokulu veya fakülteleri, klinik uygulamalar için pediatri bölümleri.
- 2.Hastanelerin pediatri ve doğum bölümler.
- 3.Halka açık eğitimler.

### Fonksiyonları

Model yenidoğan gerçekçi anatomik yapısına sahiptir. Entübasyon uygulama eğitiminin yapılmasını sağlar. Becerilerin öğretilmesi ve eğitimi için iyi bir simülatördür. Model de ağızdan akciğerlere hava verilebilir.

### Bakım ve garanti

- 1.Eğitim tamamlandıktan sonra model içerisindeki sıvı kalıntılar temizlenmelidir.  
Model güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- 2.Eğer manken uzun süre kullanılmayacaksa kuru, gölge ve serin bir yerde saklanmalıdır.

### Paket listesi

Yenidoğan entübasyon eğitim modeli  
Standart trakeal entübasyon  
Kullanım kılavuzu