

## TESTİS MUAYENE SİMÜLATÖR

### Malzemenin özellikleri :

- Scrotumun içinde palpasyona uygun iki tane hareketli testis, epididim ve spermatic kordon vardır.
- Sol testiste iki patolojik bulgu hissedilebilmektedir.
- Modelin ön kısmında penis başlangıç yeri de belirgin şekildedir.

2

## TESTİS MUAYENESİ

1-)ELLER YIKANIR

2-)HASTAYA YAPILACAK MUAYENE HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ VERİLİR

3-)HASTA AYDINLIK BİR MUAYENE ODASINA ALINIR.

4-)ELLERE NON-STERİL ELDİVEN GİYİLİR

5-) HASTA MUAYENE MASASINA SIRTÜSTÜ YATIRILIR

6-)ÖNCE İNŞPEKSİYON YAPILIR SKROTUM MUAYENESİ SKROTUM CİLDİ,TESTİS,EPİDİDİM VE DUKTUS DEFERENSLERİN İNCELENMESİNİ KAPSAMALIDIR.(KIZARIKLİK ,ŞİŞLİK)

7-)TESTİSLER İKİ ELLE PALPASYON İLE MUAYENE EDİLİR.SKROTUMDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR.PALPASYONDA TESTİSLER KIVAM VE BOYUT YÖNÜNDEN

KARŞILAŞTIRILIR.(KİTLE,AĞRI,VARİKOSEL,KİST,HİDROSEL)TRANSLÜMİNASYON MUAYENESİ İLE HİDROSEL KİTLE AYRIMI YAPILABİLİR.

8-)HASTA AYAĞA KALDIRILIR NEFES ALIP NEFESİNİ TUTUP İKİNCİSİNİ SÖYLENİR,BU SIRADA TESTİS ETRAFINDAKİ DAMARSAL YAPILAR MUAYENE EDİLİR.(VARİKOSEL?)

9-)MUAYENE SONRASI ELLER YIKANIR